

# DIODE CARDINALE DIODE LAZER TEKNOLOJİLERİ



# DIODE CARDINALE

## **HAFIF VE ERGONOMİK** BAŐLIK İLE KULLANIMI KOLAY EPİLASYON

- 10 Hz'e kadar artırılmış hızı ile daha hızlı ve kısa sürede daha fazla kişiye uygulama yapma imkanı.
- 100 joule kadar çıkan atış gücü ile daha kalıcı işlem yapma imkanı.
- Geniş ekranı ile tüm bilgilere kolayca erişebileceğiniz; anlaşılır yeni tip yazılım, Türkçe ve İngilizce kullanım dil seçeneđi ile sizinle aynı dili konuşur.

# CİHAZ KULLANIMI TALİMATLARI

- Cihazı elektrik prizine taktıktan sonra cihazın anahtarını çeviriniz. Cihaz çalıştıktan sonra kullanacağınız dil seçeceğinizi belirleyiniz. Daha sonra epilasyon ana menüsü açılacaktır. Buradan uygulama yapmak istediğiniz epilasyon modunu seçtikten sonra parametre ayarlarının olduğu epilasyon menüsünden ayarlar kısmını göreceksiniz. Uygun parametre ayarlarını girdikten sonra epilasyon işlemine başlayabilirsiniz.
- Epilasyon işlemi bittikten sonra “Durdur” butonuna basarak cihazı bekleme moduna alınız. Cihazı anahtardan kapatılarak elektrik ile bağlantısını kesiniz.

# UYGULAMA ÖNCESİ CİHAZIN HAZIRLANMASI

- Cihaz uygulama koltuđuna (sedyeye) tutacaklarından tutarak yaklařtırılır.
- Cihaz fiři elektrik akımının olduđu prize takılır.
- **NOT: Kullanılan priz sadece epilasyon cihazına ait olmalıdır. Uçlú priz veya uzatma kablosu kullanılıyorsa takılı olan tüm fiřler çekilmelidir. Sigortadan prize kadar tüm hat boyunca ısıtma veya sođutma sistemlerinin bađlantıları epilasyon cihazının hattına yapılmamalıdır.**
- Anahtar çevirilerek açılır.
- Buz bařlıđın sođuması için en az 1 dk beklenir.
- Aplikatör (bařlık) üzerindeki prizmanın (camın) yüzeyinde kıl kalıntıları olup olmadığı kontrol edilir. (Gözle görülmüyorsa muhakkak parmak uçlarıyla kontrol edilmelidir.) Yüzeyin pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir.
- Epilasyon uygulama ekranına gelinir.
- Cilt tipine göre (Page 1- Beyaz Cilt, Page 2- Buđday Cilt, Page 3- Esmer Cilt) çalıřma sayfası seçilir.
- Seçilen sayfada parametre ayarları kontrol edilir. (parametre ayarları ekte verilmiřtir.)
- Power bölümünde enerji (joule) ayarlanır.
- Epilasyon öncesinde mutlaka test atıřı atılarak bařlık ve cihaz kontrol edilmelidir.

# EPİLASYONA BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN HAZIRLANMASI

- Epilasyon yapılacak bölge BEYAZ makyaj kalemi ile çizilir.
- BEYAZ makyaj kalemi ile çizilen epilasyon yapılacak bölgedeki tüyler makine yardımı ile kısaltılır. (kesilen uzun tüylerin cilt yüzeyinde kalmamasına dikkat ediniz.)
- Epilasyon uygulanacak bölgedeki ben ve koyu renkli belirgin lekelerin üstleri beyaz makyaj kalemi ile boyanıp beyaz peçete ile kapatılır.
- Hastanın koruyucu gözlükleri takılır.
- Uygulayıcı (estetisyen) koruyucu gözlükleri takılır.
- **NOT:** Dövme, ben, aktif akne vb üzerine kesinlikle epilasyon uygulaması yapılmamalıdır.

# SİSTEM PARAMETRELERİ VE AYARLARI

- Cihazı çalıştırdıktan sonra dil seçimini yapıp yandaki ana ekrana yönlendirileceksiniz. Bu ekrandan epilasyon yapacağınız modu seçmelisiniz. Tek Atımlı Epilasyon modu ve Seri Atışlı Epilasyon modu olmak üzere 2 ayrı seçenek bulunmaktadır. Tek Atımlı Epilasyon modunda yada daha hızlı çalışmak isterseniz Seri Atışlı Epilasyon modunda uygulama yapabilirsiniz.  
**PAGE 1 - Beyaz Ten, PAGE 2- Buğday Ten, PAGE 3- Esmer tenler** için uygulama yapabileceğiniz kısımlardır. Epilasyona başlamadan önce lütfen cilt tipini iyi analiz ederek en uygun renk tipini seçerek uygulama yapınız. FREQUENCY kısmı uygulama yapacağınız enerji seviyesine göre sistemsel otomatik olarak belirlenir. Eğer manuel olarak ayarlamak istiyorsanız kullanmak istediğiniz hıza bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.
- **NOT:** Tavsiye edilen sistemin kendisinin ayarlamasıdır.



# UYGUN ENERJİ (JOULE) AYARLANMASI:

- Hastanın cilt tipi doğru teşhis edilir.
- İki cilt tipi arasında kararsız kalınıyorsa her zaman daha koyu cilt tipi ayarları seçilmelidir.
- Genital bölge uygulaması yapılıyorsa her zaman cilt tipi 3 yani esmer cilt ayarları seçilmelidir.
- Diz, dirsek ve ense gibi normal cilt renginden daha koyu renkli bölgelerde uygulama yapılıyorsa cilt tipi 3 yani esmer cilt ayarları seçilmelidir.
- Seçilen cilt tipi parametre ayarları cihaz her açıldığında kontrol edilmelidir.
- Cilt tipi ayarları doğru şekilde seçildikten sonra cihaz üzerinde kullanılacak minimum enerji ayarlanır.
- En az 1 kere boş atış yapılır.
- Beyaz makyaj kalemiyle işaretlenen bir alana 1 veya 2 atış yapılır.
- Müşteriye ince bir tabaka jel sürüldükten sonra önceden belirlenen ve beyaz makyaj kalemiyle işaretlenen bir alana 1 veya 2 atış yapılır.
- 2 dk beklenir.
- Ciltte herhangi bir reaksiyon var mı? Kontrol edilir. (Aşırı kızarıklık, acı, yanma hissi, kabarıklık vb.)
- Ciltte herhangi bir reaksiyon yoksa doğru enerji (joule) ayarlanır.
- Doğru enerjiyi bulabilmek için uygulama alanında küçük bir bölgeye test atışları yaparak cımbız yardımı ile kontrol etmeniz gerekmektedir. Kıl eğer cımbız ile çekildiğinde rahatlıkla geliyorsa doğru enerji uygulanmış ve uygulamanıza başlayabilirsiniz. Eğer kıl gelmiyor ise enerji seviyesini 1'er seviye artırarak doğru enerjiyi bulunuz.
- Buz başlığın soğutma derecesi 4 kademededen oluşmaktadır. Uygulama esnasında kişinin hassasiyetine göre kademesini ayarlayabilirsiniz.

**UYARI:** BAŐLIĐIN SOĐUTMASINI UZUN SÜRE AÇIK TUTULMAMALIDIR. BAŐLIĐINIZIN UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIMI İÇİN UYGULAMA SEANSLARI ARASINDA YADA UYGULAMA ESNASINDA ATIŐ ATILMIYORSA SOĐUTMA KAPATILMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BAŐLIK BUZ TUTARAK ZARAR GÖREBİLİR.

**UYARI:** ENERJİ AYARININ DEĐİŐİMİ SONRASINDA MUTLAKA EN AZ BİR KEZ BOŐ ATIŐ YAPILMALIDIR.

**NOT: UYGULAMA YAPARKEN KESİNLİKLE APLİKATÖR İLE CİLDE BASKI UYGULANMAMALIDIR.**

**NOT: TEST ATIŐLARI SIRASINDA ENERJİ ARTIŐINI KADEMELİ OLARAK BİRER BİRER YAPMALISINIZ. ENERJİ (JOULE) AYARINI DOĐRU YAPMADIĐINIZ TAKTİRDE OLASI YANIKLA KARŐILAŐABİLİRSİNİZ.**



# LAZER CİHAZLARININ AYLIK RUTİN BAKIMLARI

- 1- Cihazların ayda 1 kez yan kapağı açılarak içerisindeki soğutma radyatörlerinin üzerinde oluşan tozlarının elektrikli süpürge yardımı ile temizlenmesi gerekmektedir.
- 2- Ayda 1 kez cihaz içerisindeki **distile** suyun tamamının boşaltılıp yeni **distile** su konulması gerekmektedir.

# LAZER CİHAZLARININ HAFTALIK RUTİN BAKIMLARI

- 1- Cihazların en az haftada 1 kez (mesai bitiminde) distile su kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
- 2- Cihazın içerisine konulacak distile suyun kaliteli olması, akü suyu, asitli su, damacana suyu gibi cihaza zarar verecek suların koyulmamasına kesinlikle dikkat edilmelidir.
- 3- Cihazın dışını ekran ve aplikatörler (başlıklar) hariç diğer kısımları cihazın fişini elektrik prizinden çıkartarak hafif nemli bezle deterjan kullanmadan temizlenmelidir.
- 4- Cihazın ekranının jel ile temas etmemesine dikkat ediniz. Ekranın jel ile teması ekranın bozulmasına sebep olur.
- 5- Cihazın ekranını kuru bir bezle siliniz. (Islak veya nemli bez ile silindiğinde ekran bozulur.)
- 6- Ekran üzerinde kurumuş jel kalıntıları varsa su buharında nemlendirilmiş mikro fiber bez yardımı ile bastırmadan silinebilir.